





Contents

NeoGlo [®] Disposable	1
NeoGlo [®]	2
NeoLead [®]	4
Radiolucent NeoLead [®]	5
Neotech RAM Cannula	6
EZCare [™] Softtouch	8
Neotech ChinStrap [™]	9
NeoPulse [™]	10
NeoBar [®]	11
NeoSeal [®]	12
NeoSucker [®] Curved	13
Little Sucker [®]	14
Little Sucker Cover [®]	14
Little Sucker [®] Nasal Tip	14
Suction Caddy [™]	16
NeoHug [™]	17
Neotech Meconium Aspirator [®]	18
Neotech Ocular Exam Kit	19
NeoBond [®]	20
EZ-Hold [®]	21
NeoBridge [®]	22
Hold-A-Line [™]	23
NeoShades [®] with Tabs	24
NeoShades [®] with Headstrap	25
NeoSmile [™]	26
SoftSil [™]	27
NeoPockets [™]	28
NeoSpoon [™]	29
Neotech Cell Wipe [™]	30
Neotech Cell Shield [™]	31
NeoGrip [®]	32
Bolsas de Telemetría	33



Busque este icono para nuestros productos de Home Health.
 Visite neotechhomehealth.com para obtener más información.

NUEVA!

Neotech Bridge®

DISPOSITIVO DE AYUDA A LA LACTANCIA



N8001



— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Permite la administración de suplementos durante la lactancia, lo que ayuda a estimular la producción natural de leche
- Evita las interrupciones de la lactancia que pueden conducir a problemas de enganche y producción
- Se puede usar para proporcionar calostro, leche materna extraída, leche materna fortificada o fórmula cuando sea necesario
- Permite un control preciso del flujo, la velocidad y el momento de administración del suplemento
- Proporciona superficie para que el bebé se enganche
- Ayuda a mantener el contacto de piel a piel
- Silicona delgada de grado médico para una sensación más natural.
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Número	Artículo	Cant. /Unidad
N8001-5	Bridge	5/caja
N8001-30	Bridge	30/caso
N8001-KT	Equipo	1ea/caja
N8020-30	20ML Jeringa Enteral	30/caja
N8060-30	60ML Jeringa Enteral	30/caja



U.S. Patent
D967,433; D914,892;
Additional Pending

NUEVA!

NeoSnug

SOPORTE PARA TUBOS



— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Base adhesiva de hidrocóloide NeoBond® que no daña la piel
- Solapa plegable diseñada para evitar presión en los tubos
- Solapa de sujeción permanente que fija los tubos en su sitio
- Forma única que permite fijar los tubos cerca de las fosas nasales
- Tela no tejida que se amolda a la cara o el cuerpo
- Juego de dos unidades con soporte para tubos izquierdo y derecho

Número	Tamaño	Cant. /Unidad
N7015-15	Pequeña	30/caja*

*15 juegos de 2 (izquierda/derecha)



Hecho en EEUU

NeoGlo®

TRANSILUMINADOR



N555BL

N555AQ

N555VL


N555BP

N555PK

N555WH

N555SL

N555BK



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –



N55100 Funda NeoGlo®



- Las luces LED se enfrían al tacto para mayor seguridad del paciente
- Múltiples ajustes de luz según preferencia del usuario:
 - Luces blancas hacia adelante
 - Luces blancas hacia arriba
 - Luces rojas hacia arriba
 - Luces blancas y rojas hacia arriba
- Diseño ergonómico para comodidad del médico clínico
- Tamaño compacto para uso en incubadora
- Ilumina venas, arterias y otras estructuras internas
- Diseñado para apagarse antes de que las luces se vuelvan ineficientes
- Requiere una sola pila alcalina AA (incluida)
- Cinco colores para elegir
- Aro de cordón
- Precio asequible
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Funda NeoGlo®

- Ayuda a mantener a NeoGlo limpio y protege contra los fluidos corporales
- Duradera y desechable
- Solapa autoadhesiva
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP



Número	Color	Cant. /Unidad
N555BL	Azul	1/caja
N555AQ	Aguamarina	1/caja
N555VL	Violeta	1/caja
N555BP	Rosa Brillante	1/caja
N555PK	Rosa	1/caja
N555WH	Blanco	1/caja
N555SL	Plata	1/caja
N555BK	Negro	1/caja
N55100	Funda	100/caja*

*Funda NeoGlo: compra mínima de 10 cajas.



Clínica Inventado




Hecho en EEUU

Patente #10,274,135

NeoGlo® Disposable

TRANSILUMINADOR



— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Debe usarse en un solo paciente para evitar la contaminación cruzada
- Disponible con luz LED brillante blanca o roja
- Liviano y compacto
- Ilumina venas, arterias y otras estructuras internas
- Cable de alimentación con conexión USB
- Sin baterías internas
- Compatible con el manguito NeoGlo, que brinda mayor protección ante fluidos corporales
- Precio asequible
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Artículo	Cant. /Unida
N5536RD	Luces rojas con cable de 6'	10/caja
N5536WH	Luces blancas con cable de 6'	10/caja



Clínico Inventado




Hecho en EEUU



EZCare™ Softouch

PORTATUBO PARA TRAQUEOTOMÍA



—CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS—

- NeoFoam® Ultra grueso para mejor estabilidad
- Suave, respirable, NeoFoam para la piel que absorbe la transpiración
- Diseño para comodidad
- Ligero y con forma adaptable
- N926 18" puede cortarse para adaptar el tamaño
- Material único que ayuda a evitar el deslizamiento
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Tamaño	HCPCS	Cant./Unidad
N9105	5" Una sola pieza	A7526	20/caja
N9106	6" Una sola pieza	A7526	20/caja
N9107	7" Una sola pieza	A7526	20/caja
N9108	8" Una sola pieza	A7526	20/caja
N9109	9" Una sola pieza	A7526	20/caja
N9110	10" Una sola pieza	A7526	20/caja
N9111	11" Una sola pieza	A7526	20/caja
N925*	11" Dos piezas (sólo bronceado)	A7526	20/caja
N926**	18" Dos piezas (sólo bronceado)	A7526	20/caja
N926BK-10**	18" Dos piezas (sólo negro)		10/caja

Broncear=TN, Camuflaje=CO, Rosa=PK, Azul=BL
 *1/2" alta
 **1" alta



Padre Inventado

Hecho en EEUU

Neotech RAM Cannula®

CÁNULA DE OXÍGENO NASAL



N4900



N4901



N4902



N4903





— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Puede utilizarse con flujos de oxígeno bajos o elevados
- Puede utilizarse con o sin humedad
- Gafas curvas y suaves
- Tamaños codificados por colores
- Incluye adaptador para el tubo de oxígeno de 15 mm
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Color	HCPCS	Cant/Unidad
N4900	Blanco	A4615	10/caja
N4901	Verde	A4615	10/caja
N4902	Azul	A4615	10/caja
N4903	Naranja	A4615	10/caja
N4904	Amarillo	A4615	10/caja
N4905	Verde Turquesa	A4615	10/caja
N4906	Púrpura	A4615	10/caja
N4820	Adaptador del Tubo de Oxígeno		50/caja



Clinico Inventado

Hecho en EEUU

Patentes #8,353,296; #D681,193; #9,027,562;
#9,808,593; #9,861,777

Patentes extranjeras adicionales pendientes

Neotech ChinStrap™

ACCESORIO DE APOYO RESPIRATORIO

N784



— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- El NeoFoam® es suave, transpirable y cómodo para la piel, absorbiendo el sudor
- Su flexibilidad permite un movimiento mínimo de la boca
- Adaptable y ajustable
- Diseño partido en la barbilla para comodidad y estabilidad
- Aberturas para los oídos, para evitar que se doblen por encima
- Diseñado para reducir el riesgo de úlceras de presión o necrosis
- Su material singular ayuda a evitar el deslizamiento
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Tamaño	HCPSCS	Cant./unidad
N784	Nano	A7036	20/caja
N785	Micro	A7036	20/caja
N786	Pequeño	A7036	20/caja
N787	Grande	A7036	20/caja
N788	XL	A7036	20/caja
N789	Macro	A7036	20/caja
N790	Jumbo	A7036	20/caja



Clinico Inventado

Hecho en EEUU

Patente #10,342,693

NeoPulse™

ENVOLTURA DESECHABLE PARA PULSIOXÍMETRO



N781



N782



N783



—CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS—

- NeoFoam® suave, transpirable y agradable a la piel con evacuación de la transpiración
- Ligera y de forma ajustable
- Diseñada para proporcionar estabilidad y comodidad
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Tamaño	Dimensiones	Cant./unidad
N781	Pequeña	3/4" x 3"	100/caja
N782	Grande	1" x 5"	100/caja
N783	XL	2" x 6"	100/caja



Clinico Inventado



Hecho en EEUU

NeoBar®

SOPORTE DE TUBO ET



Hecho en EEUU

Patentes #D434,496; #6,050,263

—CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS—

- Lengüetas hidrocoloides NeoBond®, cómodas para la piel
- Tamaños macro y gigante disponibles con adhesivo acrílico médico
- Diseñadas para reducir las extubaciones, contribuir a prevenir el trauma palatal y permitir un mejor cuidado oral
- Elimina la necesidad de poner cinta cerca de la nariz o la boca
- Pueden cortarse para retirada de emergencia
- Tamaños codificados por colores
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente


Número	Tamaño	Color	Cant. /Unidad
N709	Mini	Púrpura	5/caja
N710	Ultra	Amarillo	5/caja
N711	Micro	Blanco	5/caja
N712	Pequeño	Verde	5/caja
N713	Grande	Azul	5/caja
N714	XL	Rose	5/caja
N715H	Macro	Transparente	5/caja
N716H	Jumbo	Gris	5/caja
Con Adhesivo Acrílico Testeado Clínicamente			
N715F	Macro	Durazno	5/caja
N716F	Jumbo	Carbón	5/caja

Clasificado



N718 Transporte (1 cada N709, N710, N711, N712, N713, N714)

N719N Clasificado (2 cada N709, N710, N711, N712, N713, N714)



SELLO DE CÁNULAS NASALES



N420
Tamaño real



N421
Tamaño real



N422
Tamaño real

— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Diseñado para mejorar el sello y obtener un soporte respiratorio más eficaz
- Protege la piel del tabique y las narinas
- Compatible con la mayoría de cánulas nasales
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Número	Tamaño	Cant./Unidad
N420	Micro	150/caja
N421	Pequeño	150/caja
N422	Grande	150/caja



Clínico Inventado



Hecho en EEUU

El original fabricado en **EEUU**

Little Sucker®

DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN ORAL Y NASAL



N204

Little Sucker Cover®

DISPOSITIVO DE SUCCIÓN ORAL
Y NASAL CON PROTECTOR



Clinico Inventado



N205C

Little Sucker® Nasal Tip

DISPOSITIVO DE SUCCIÓN NASAL



N225

– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –



Little Sucker

- Diseñado para realizar la aspiración con una sola mano
- Boquilla para el pulgar para realizar la aspiración intermitente
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Protector para Little Sucker

- Diseñado para proteger el Little Sucker de daño, suciedad y contaminantes externos
- Color azul fuerte para una mejor visibilidad
- Tapón que reduce el ruido
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente



Little Sucker® Nasal Tip

- Punta especializada diseñada para minimizar traumas potenciales en el tejido
- Diseñado para succionar con una sola mano
- Tapón para el pulgar para una succión intermitente
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente



Número	Artículo	HCPCS	Cant./Unidad
N204	Prematuro	A4628	50/caja
N204TP	Prematuro 2 piezas	A4628	50/caja
N204C	Prematuro con funda	A4628	50/caja
N205	Estándar	A4628	50/caja
N205C	Estándar con funda	A4628	50/caja
N205TP	Estándar 2 piezas	A4628	50/caja
N215	Funda sola (no se incluye el Sucker)	A4628	50/caja
N224	Punta nasal prematuro	A4628	50/caja
N224TP	Prematura nasal 2 piezas	A4628	50/caja
N225	Punta nasal estándar	A4628	50/caja
N225TP	Estándar nasal 2 piezas	A4628	50/caja

* Los Little Suckers de 2 piezas no son compatibles con la cubierta


Patentes #7,635,361; #D590,056; #6,958,050;
#D474,269; #D655,812, #D668,757



Hecho en EEUU

NeoSucker® Curved

DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN ORAL Y NASAL



— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Forma anatómicamente curvada
- Diseñado para realizar la aspiración con una sola mano
- Boquilla para el pulgar para realizar la aspiración intermitente
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma
- Bueno para pacientes pediátricos mayores o mayores
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Tamaño	HCPCS	Cant./Unidad
N206	Prematura	A4628	50/caja
N207	Estándar	A4628	50/caja
N208	XL	A4628	50/caja

Patentes

#7,635,361; #D590,056;

#6,958,050; #D474,269



Suction Caddy™

SOPORTE DEL DISPOSITIVO DE SUCCIÓN



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- Fácil de usar y se adapta a la mayoría de las superficies uniformes
- Mantiene los dispositivos y los tubos de succión a mano y lejos del suelo
- Cómoda área diseñada para escribir el nombre del paciente y la fecha
- El plástico transparente permite una mayor visibilidad
- El anclaje del tubo ayuda a reducir el ruido
- Las copas de succión grandes ofrecen un agarre firme y permiten una fácil extracción
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Artículo	Cant./Unidad
N245	Suction Caddy	20/caja



Patente #7,601,001

NeoHug™

SOPORTE PARA DISPOSITIVOS DE UTILIDAD

- CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS -



- Alegre diseños de disponible en cinco colores brillantes
- Brazos flexibles para sostener diferentes artículos ligeros
- Ideal para sujetar un chupete, punta de succión, cinta y más
- Tres opciones de acoplamiento
- Clip C:
 - Se ajusta a la mayoría de portasueros
 - Se abre y cierra a presión
 - Diseño estriado para reducir el deslizamiento
 - Se puede reposicionar repetidamente sin dejar restos adhesivos
- Ventosa:
 - Se ajusta a la mayoría de superficies lisas
 - Gran ventosa que se ajusta con firmeza y se retira fácilmente
 - Se mantiene firme en condiciones de calor y humedad
 - Se puede reposicionar repetidamente sin dejar restos adhesivos
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Artículo	Cant./Unidad
N680A-C	Surtido chimpancé C-Clip	25/caja
N680A-S	Succión de chimpancé surtida	25/caja
N681A-C	Surtido Sonrisa C-Clip	25/caja
N681A-S	Succión de sonrisa surtida	25/caja

Surtido = 5 de cada color



Clinico Inventado

Patente #D941,782,
#9,174,026

Neotech Meconium Aspirator[®]

DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DE MECONIO



N0101




N0102

– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- Diseñado para eliminar la succión bucal de meconio
- Puerto de control de succión para succión intermitente
- Se conecta a la mayoría de los tubos endotraqueales
- Incluido en el Textbook of Neonatal Resuscitation¹
- N0102 (amarillo) permite una identificación más sencilla
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente


1) Texto de Reanimación Neonatal, 6ª edición (2011), pág. 43, Figura 2.7

Número	Color	Cant. /Unidad
N0101	Transparente	40/caja
N0102	Amarillo	40/caja



NeoLead®

ELECTRODOS ECG



— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Electrodos precableados
- Centro de hidrogel
- Bordes hidrocóloides NeoBond® diseñados para:
 - Prevenir que el hidrogel supure o se seque prematuramente
 - Proveer la estabilidad de los sensores para un mejor trazado
 - Minimizar el deslizamiento
- Cables de colores para una fácil identificación
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Paquetes individuales de 3 conjuntos



Clinico Inventado




Hecho en EEUU

Número	Artículo	Tamaño	Cant. /Unidad
N300	Mini	3/4" Círculo	20 conjuntos/caja
N301	Estándar	1" Círculo	20 conjuntos/caja

Radiolucent NeoLead®

ELECTRODOS ECG



N305



N306



N315

— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Los electrodos precableados son casi invisibles en los rayos x
- Centro de hidrogel
- Los bordes hidrocoloides NeoBond® están diseñados para:
 - Prevenir que el hidrogel supure o se seque prematuramente
 - Proveer la estabilidad de los sensores para un mejor trazado
 - Minimizar el deslizamiento
- Cables de colores para una fácil identificación
- Conjunto N305 de tres derivaciones
- Conjunto N315 de cinco derivaciones para dos canales continuos de monitoreo
- No están hechos con látex de goma natural o plastificante DEHP
- Paquetes individuales de 3 conjuntos

Micro NeoLead®

- Los electrodos precableados son casi invisibles en los rayos x
- Centro de hidrogel
- Las puntas hidrocoloides NeoBond® están diseñadas para:
 - Proveer la estabilidad de los sensores para un mejor trazado
 - Minimizar el deslizamiento
 - Reducir la necesidad de una banda o cinta
- Cables de colores para una fácil identificación
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Paquetes individuales de 3 conjuntos



Hecho en EEUU
Patente
#8,798,709
(Micro)

Número	Artículo	Tamaño	Cant. /Unidad
N305	Radiolucent	1" Circulo	20 conjuntos/caja
N306	Micro	1" x 3/8"	20 conjuntos/caja
N315	Pediátrico	1" Circulo	20 conjuntos/caja

NeoHeart®

ALMOHADILLA DE ECG



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- Guía de electrodos precableada 3 en 1
- Posición del sensor previamente medida
- Material radiotransparente casi invisible en los rayos X
- Aplicación con un solo toque ideal para su uso en la sala de partos
- Mayor superficie para mejorar la adherencia
- Diseñado para su aplicación en la espalda, lo que permite que el pecho permanezca expuesto
- Cables multicolores para facilitar su identificación
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Envasado de manera individual



Hecho en EEUU
Patente pendiente

Numero	Artículo	Cant/Unidad
N335	pequeña	20 colocar/caja
N336	Grande	20 colocar/caja

Neotech Ocular Exam Kit


ESPÉCULO DESECHABLE Y DEPRESOR



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- Desechable, estéril y listo para usar
- Espejo único diseñado para:
 - Bloqueo en posición con la presión del párpado
 - Permitir visión sin restricciones
 - Abrir y cerrar con facilidad
- Espejo disponible en dos tamaños
- Espejo neonatal (N6501) ideal para el examen ROP
- Depresor de dos caras con textura innovadora, destinado a agarrar suavemente la conjuntiva
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Numero	Artículo	Cant/Unidad
N6501	Espejo Neonatal/Depresor	10/caja
N6511	Espejo estándar/Depresor	10/caja



Patente #9,289,199




Hecho en EEUU



Clínico Inventado

NeoBond®

TIRAS ADHESIVAS DE HIDROCOLOIDE



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –


- Alternativa para la piel a la cinta de acrílico
- Desarrollado para colocación a largo plazo
- Ideal para usar con muletas
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Número	Tamaño	HCPCS	Cant./Unidad
N741	1/2" x 6" Tiras	A6234	100/caja*
N742	1" x 15' Rollo	A6234	1/caja

*50 conjuntos de 2



Hecho en EEUU



N741



N742

EZ-Hold®


SOPORTE Y TUBOS DE CÁNULA



N756



N757



N758



- CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS -

- Base de hidrocóloide NeoBond® saludable para la piel
- Diseñada con pestaña flexible para aliviar el estrés en tubos
- Pestaña diseñada para abrirse y cerrarse repetidamente
- La pestaña clara permite mejor visibilidad
- Tamaño y forma mini ideal para bebés prematuros
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Número	Tamaño	HCPCS	Cant./Unidad
N756	Mini	E1399	100/caja
N757	Estándar	E1399	100/caja
N758	Extra Grande	E1399	100/caja



Hecho en EEUU

Patente #D506,547

NeoBridge®

SOPORTE DE CATÉTER UMBILICAL



N700



N701



N702

– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- Base hidrocólice NeoBond® respetuosa con la piel
- Tapaderas fijadoras de posición diseñadas para aliviar la presión de los tubos y ayudar a evitar que estos se disloquen
- Se adapta a dos catéteres
- Tapadera diseñada para abrirse y cerrarse repetidamente
- La tapadera transparente mejora la visibilidad
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Tamaño	Peso Aprox.	Cant./Unidad
N700	Micro	800 or less	20/caja
N701	Pequeño	800-1200 gm	20/caja
N702	Grande	1200-2200 gm	20/caja



Hecho en EEUU




Clínico Inventado

Patente #5,370,627

Hold-A-Line™

CATÉTER Y PORTATUBOS



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- Base hidrocóloide NeoBond® respetuosa con la piel
- Tapadera plegada diseñada para aliviar la presión de los tubos y evitar que estos se disloquen
- Una forma única que permite que sobresalga el muñón umbilical
- Tapadera diseñada para abrirse y cerrarse repetidamente
- La tapadera transparente mejora la visibilidad
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP




Hecho en EEUU

Número	Artículo	Cant./Unidad
N705	Estándar	40/caja

NeoShades® con Lengüetas

PROTECTORES OCULARES PARA FOTOTERAPIA



— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Material de protección ocular suave y acolchado, con un diseño bonito de gafas de sol
- Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente (N724, N725, N726)
- Las lengüetas hidrocoloides NeoBond® son cómodas para la piel y sostienen las NeoShades en posición
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente



Número	Tamaño	Cant./Unidad
N720	Micro	50/caja
N721	Pequeño	50/caja
N722	Grande	50/Caja
Con los Bolsillos Oculares		
N724	Micro	50/caja
N725	Pequeño	50/caja
N726	Grande	50/caja

Patentes #8,070,288; Otras Patentes Pendientes

NeoShades® con Cinta para la Cabeza

PROTECTORES OCULARES PARA FOTOTERAPIA



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- Material de protección ocular suave y acolchado, con un diseño bonito de gafas de sol
- Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente
- La cinta para la cabeza NeoFoam®, suave y patentada, sostiene las NeoShades en posición
- Cinta ajustable para la cabeza, diseñada para minimizar el deslizamiento y reducir el moldeado a la cabeza
- Forma única de la cinta de la cabeza diseñada para garantizar un ajuste ideal
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente



Hecho en EEUU

Número	Tamaño	Cant./Unidad
N727	Micro	50/caja
N728	Pequeño	50/caja
N729	Grande	50/caja

Patentes #8,070,288; Otras Patentes Pendientes

NeoSmile™

FUNDA PARA SONDAS TÉRMICAS



N731



N7321



— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

NeoSmile™

- La lámina reflectante ayuda a proteger contra el calor ambiental y radiante
- Bonito diseño de cara sonriente
- Base adhesiva de gel de silicona que no daña la piel
- Cambie de posición según sea necesario
- Aislamiento de capa de espuma
- Bolsillo de sonda para sondas desechables o reutilizables
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

NeoSmile™ Hydrogel

- Las láminas reflectoras protegen contra el ambiente y el calor radiante
- Diseño de una bonita cara sonriente
- Base adhesiva de hidrogel que no daña la piel
- Cambie de posición según sea necesario
- Aislamiento de capa de espuma
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Artículo	Cant./Unidad
N731	1" NeoSmile	150/caja
N7321	1" NeoSmile Hydrogel	75/caja



Hecho en EEUU

SoftSil™

PARCHE ADHESIVO DE SILICONA



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- Excelente para usar como barrera o protección para la piel
- Adhesivo de silicona suave es ideal para la piel de los recién nacidos
- Cambio de posición según sea necesario
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Número	Artículo	Cant./Unidad
N745	Parche adhesivo de silicona	100/caja



NeoPockets™

ORGANIZADOR PERSONAL PARA INCUBADORAS



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Aplicación y extracción repetida sin residuos adhesivos
- El vinilo transparente permite la perfecta visibilidad del paciente
- Se adhiere a la mayoría de superficies lisas.
- Cuenta con tres bolsillos para:
 - la información del paciente;
 - el termómetro;
 - fotos de familia y más.
- Se adapta a una gran variedad de modelos de incubadoras.
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Numero	Articulo	Cant/Unidad
N7325	NeoPockets	20/caja



Hecho en EEUU



Clínico Inventado



Patente pendiente

NeoSpoon™

CUCHARA DOSIFICADORA DESECHABLE



1/8 tsp (.6 ml)

1/2 tsp (2.5 ml)



– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- Diseño de cuchara dual (1/8 cucharada y 1/2 cucharadita)
- Diseñada para obtener una dosificación rápida y exacta
- Dispense el volumen exacto en múltiplos de 1/8 de cucharadita
- Ideal para la preparación de alimentos
- Material biodegradable y respetuoso con el medioambiente
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Cantidad	Cant./Unidad
N761	1/8 & 1/2 tsp	100/caja



Hecho en EEUU



Clínico Inventado

Neotech Cell Wipe™

TOALLITA PARA TELÉFONOS CELULARES
Y DISPOSITIVOS MÓVILES




– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS –

- No deja manchas ni pelusa
- Pre-humedecida y no abrasiva
- Elimina manchas, huellas dactilares y aceites
- Desechable
- Caja dispensadora lista para usar
- Empaquetado individualmente



Neotech Cell Shield™

CUBIERTA PARA TELÉFONOS CELULARES
Y DISPOSITIVOS MÓVILES



- CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS -

- Ayuda a mantener limpios los teléfonos celulares y otros dispositivos móviles
- A través de la nítida cubierta se puede tocar, hablar, pasar el dedo y hacer fotos
- Desechable
- La cubierta es respetuosa con el medioambiente y biodegradable
- Incluye una caja dispensadora lista para usar
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Numero	Artículo	Cant/Unidad
N15250	Cell Wipe	1000/caja*
* 4 cajas de 250		
N15200	Combinación de Cell Wipe y Shield	200ea/caja**
**Mínimo de 2 cajas en órdenes de compra		



Hecho en EEUU

Clínico Inventado



NeoGrip®

SOPORTE DE TUBOS Y CABLES



- CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS -

- Ayuda a mantener unidos los tubos, cables y circuitos
- Permite una mejor movilidad del paciente
- Se sujeta a ropa de cama o de vestir sin dañarla
- Útil con el método madre canguro
- Puede abrirse y cerrarse sin residuos
- Para uso clínico o de atención en casa
- Excelente para pacientes de ambulatorio
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Número	Color	Cant./Unidad
N601	Verde turquesa (VersaGrip)	40/caja
N602PB	Rosa/Azul	40/caja
N602P	Rosa	40/caja
N602B	Azul	40/caja
N602R	Rojo	40/caja
N602G	Verde	40/caja
N602Y	Amarillo	40/caja
N602O	Naranja	40/caja
N602V	Violeta	40/caja
N603	Blanco	40/caja
N602A	Variedad	40/caja



Patente #D814,568S

Bolsas de Telemetría

– CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIO –

Neotech Clip-Tote

- Nuestra bolsa más popular
- Resistente al agua
- Clip seguro para una fácil fijación
- Permite la movilidad del paciente

Neotech Valu-Tote

- Nuestra bolsa más económica
- Clip seguro para una fácil fijación
- Permite la movilidad del paciente

A501



A507



Número	Artículo	Dimensiones	Cant./Unidad
A501	Clip-Tote	5" x 8"	100/caja
A507	Valu-Tote	4.75" x 8.75"	100/caja





Para información o muestras GRATIS
1-800-966-0500 o visita [neotechproducts.com](https://www.neotechproducts.com)
28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

